

Кроличье Моноклональное Антитело Против Pgp9.5/Uchl1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - P09936

Артикул: CM0002236



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому PGP9.5/UCHL1 (25 кДа), валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии, ELISA; реагирует с белками человека, мыши, крысы. Деубиквитиназа для исследований синаптической и сердечной функции, процессинга APP, остеокластогенеза и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGP9.5/UCHL1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7345
GeneID	7345
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого PGP95/UCHL1 (NP_004172.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09936
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом