

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Pgp9.5/Uchl1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), If-F, If-P, Ihc-P, Ифа (Elisa) - P09936

Артикул: CM0003461



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого PGP9.5/UCHL1 (SWISS P09936). Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой, обезьяной. Подходит для исследований нейродегенерации и убиквитинового пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGP9.5/UCHL1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	NDGOA; PARK5; PGP95; SPG79; PGP9.5; SPG79A; UCHL-1; Uch-L1; HEL-117; PGP 9.5; HEL-S-53; PGP9.5/UCHL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7345
GeneID	7345
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого PGP9.5/UCHL1 (NP_004172.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	P09936
Молекулярный вес белка	25 кДа
Доставка	С ледяным пакетом