


Поликлональное Антитело К Pgrmc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O00264

Артикул: CM0028362



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PGRMC1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Обнаруживает эндогенные уровни белка у человека, мыши и крысы. Подходит для исследования прогестероновой сигнализации и гомеостаза гема.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PGRMC1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IZA; MPR; Dap1; HPR6.6; PGRMC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10857
GeneID	10857
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 44-195 человеческого PGRMC1 (NP_006658.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00264
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом