


Поликлональные Антитела Против Phactr1 Для Wb, Elisa - Q9C0D0

Артикул: CM0023140



введение

CamelBio предлагает поликлональные кроличьи антитела против PHACTR1 для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают PHACTR1 человека, мыши и крысы — регулятор фосфатазы и актина, участвующий в подвижности клеток и организации цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHACTR1 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	RPEL; DEE70; RPEL1; EIEE70; dJ257A7.2; PHACTR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	221692
GeneID	221692
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 154-380 человеческого PHACTR1 (NP_112210.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9C0D0
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом