

Поликлональные Антитела Против Anti-PHC2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Ihk0

Артикул: CM0016525

введение

PHC2 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленные на белок 2, подобный polyhomeotic, человека (компонент PRC1), участвующий в сайленсинге генов. Идеально подходят для исследований в области биологии хроматина.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	PHC2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PH2; EDR2; HPH2; PHC2
Вид	Человек
ID гена	1912
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 250-323 человеческого PHC2 (NP_004418.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IHK0
Молекулярный вес белка	91кДа
Доставка	Сумка со льдом