


Поликлональные Антитела Против Phc3 Для Вб, Ифа - Q8Ndx5

Артикул: CM0028748



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий PHC3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований белков группы Polycomb и ремоделирования хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHC3 кроличья поАт
Примечания/Альясы	EDR3; HPH3; PHC3
Вид	Человек
GeneID (человек)	80012
GeneID	80012
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 100-300 человеческого PHC3 (NP_079223.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NDX5
Молекулярная масса белка	106 кДа
Доставка	Холодопак