


Кроличье Поликлональное Антитело Против Phc3 Для If/Icc, Elisa - Q8Ndx5

Артикул: CM0017458



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PHC3, валидированное для IF/ICC и ELISA. Нацелено на белок polyhomeotic-like 3, компонент комплекса PRC1, для исследований в области эпигенетики и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHC3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	EDR3, HPH3, PHC3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80012
GeneID	80012
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-300 человеческого PHC3 (NP_079223.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NDX5
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом