

Поликлональные Антитела Против Phd2/Egln1 Для Иф/Мцк, Ифа - Q9Gzt9

Артикул: CM0024305



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против PHD2/EGLN1 (пролилгидроксилаза 2 HIF), валидированные для ИФ/МЦК и ИФА. Обнаруживают человеческий PHD2, ключевой сенсор кислорода, регулирующий стабильность HIF-альфа. Идеальны для исследований гипоксии и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пкАт против PHD2/EGLN1
Примечания/Псевдонимы	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	54583
Идентификатор гена	54583
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-426 человеческого PHD2/EGLN1 (NP_071334.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9GZT9
Молекулярная масса белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом