

Поликлональное Антитело Против Phd2/Egln1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Gzt9

Артикул: CM0018045



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PHD2/EGLN1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Детектирует эндогенный PHD2/EGLN1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований гипоксии и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHD2/EGLN1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	HPH2; PHD2; SM20; ECT3; HALAN; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54583
GeneID	54583
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-426 человеческого PHD2/EGLN1 (NP_071334.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZT9
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом