


Антитело К Phd2/Egln1 (Кролик, Моноклональное) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Gzt9

Артикул: CM0002656



введение

Моноклональное кроличье антитело к PHD2/EGLN1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий PHD2/EGLN1 (HIF-PH2), сенсор кислорода массой 46 кДа, участвующий в гидроксировании HIF- α и гипоксическом сигналинге. Подходит для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] PHD2/EGLN1 кролик mAb
Примечания/Псевдонимы	HPH2; PHD2; SM20; ECT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; N1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54583
ID гена	54583
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PHD2/EGLN1 (NP_071334.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	Q9GZT9
Молекулярный вес белка	46kDa
Доставка	Сумка со льдом