

Кроличья Поликлональная Антитело Против Phd3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9H6Z9

Артикул: CM0030251

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого PHD3/EGLN3 (Q9H6Z9). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения гипоксии, апоптоза, ферроптоза и реакции на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHD3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	112399
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PHD3 (NP_071356.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H6Z9
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	С ледяным пакетом