

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Phf1 Для Вб, Ифа - O43189

Артикул: CM0027630



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела Anti-PHF1, валидированные для вестерн-блота и ИФА. Обнаруживают PHF1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований хроматина, ответа на повреждение ДНК и эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHF1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	PCL1; PHF2; hPHF1; MTF2L2; TDRD19C; PHF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	5252
GeneID	5252
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 PHF1 человека (NP_077084.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43189
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	В ледяной упаковке