

Поликлональные Антитела Против Phf19 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q5T6S3

Артикул: CM0028611



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против PHF19/PCL3, валидированные для применения в WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают PHF19 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения репрессии Polycomb, распознавания H3K36me3 и раковой эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHF19 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PCL3; MTF2L1; TDRD19B; PHF19
Вид	Человек
GeneID (Человек)	26147
GeneID	26147
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-207 человеческого PHF19 (NP_001009936.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5T6S3
Молекулярный вес белка	66кДа
Доставка	Сумка со льдом