


Моноклональное Анти-Phf8 Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Upp1

Артикул: CM0002912



введение

Кроличье моноклональное антитело против PHF8 (KDM7B), гистоновой лизин-деметилазы, валидированное для WB и ELISA на образцах человека и мыши. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHF8 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	KDM7B; JHDM1F; MRXSSD; ZNF422; PHF8
Вид	Человек
GeneID (человек)	23133
GeneID	23133
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 800-900 человеческого PHF8 (Q9UPP1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UPP1
Молекулярный вес белка	118кДа
Доставка	В ледяном пакете