

Моноклональное Антитело Против Phgdh Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O43175

Артикул: CM0004220



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого PHGDH (O43175). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения биосинтеза серина и метаболизма рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHGDH Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
Вид	Человек
ID гена (Человек)	26227
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 264-533 человеческого PHGDH (NP_006614.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43175
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	В термосумке со льдом