

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Phgdh Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Их, Иммунопреципитации, Ифа - 043175

Артикул: CM0017947



введение

Кроличьи поликлональные антитела, распознающие PHGDH — ключевой фермент биосинтеза серина. Валидированы для ВБ, ИФ/ИХ, ИП, ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к PHGDH
Примечания/синонимы	NLS; PDG; PGD; NLS1; PGAD; PGDH; SERA; 3PGDH; 3-PGDH; PHGDHD; HEL-S-113; PHGDH
Вид	Человек
ID гена (человек)	26227
ID гена	26227
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 264-533 человеческого PHGDH (NP_006614.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	043175
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодовой пакет