


Поликлональное Антитело Anti-Phip Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wwq0

Артикул: CM0024788



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PHIP (РН-взаимодействующий белок), валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований инсулиновой сигнализации и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHIP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ndrp; BRWD2; DIDOD; WDR11; DCAF14; CHUJANS; PHIP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55023
GeneID	55023
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1542-1821 человеческого PHIP (NP_060404.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8WWQ0
Молекулярная масса белка	207 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом