

Анти-Phkg2 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - P15735

Артикул: CM0014508



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого PHKG2, каталитической субъединицы фосфорилазы b киназы, участвующей в гликогенолизе. Подходит для WB и ELISA; перекрестно реагирует с человеческими, мышиной и крысиной белками. Ожидаемая полоса ~46 кДа.

[Узнать больше](#)

Название продукта	PHKG2 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	GSD9C; PHKG2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5261
GeneID	5261
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15735
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом