

Кроличье Поликлональное Антитело Против Phkg2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P15735

Артикул: CM0025716



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PHKG2 (фосфорилаза b киназа гамма 2). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Для исследовательского использования в исследованиях гликогенолиза и GSD типа IX.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHKG2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GSD9C; PHKG2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5261
GeneID	5261
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 237-406 человеческого PHKG2 (NP_000285.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15735
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	Холодовой пакет (лед)