

Антитела Кролика Против Phlda2 (Поликлональные) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q53Ga4

Артикул: CM0030346

введение

Поликлональные антитела кролика против PHLDA2 (IPL/TSS/TSSC3), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека и мыши. Подходят для исследований роста плаценты, импринтированных генов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHLDA2 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	IPL; BRW1C; BWR1C; HLDA2; TSSC3; PHLDA2
Вид	Человек, Мышь
GeneID (Человек)	7262
GeneID	7262
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-152 человеческого PHLDA2 (NP_003302.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q53GA4
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом