

Анти-Phlpp1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60346

Артикул: CM0025054

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против PHLPP1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознают PHLPP1 человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований апоптоза, подавления опухоли и циркадной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHLPP1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	SCOP; PHLPP; PPM3A; PLEKHE1; PHLPP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23239
GeneID	23239
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1160-1428 человеческого PHLPP1 (NP_919431.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60346
Молекулярный вес белка	185кДа
Доставка	Сумка со льдом