

Поликлональные Антитела Против Phlpp2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zvd8

Артикул: CM0020597

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого PHLPP2 (PHLPP-like), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Мишень представляет собой фосфатазу-супрессор опухоли, регулирующую сигнальные пути Akt и PKC, с участием в процессах апоптоза и пролиферации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHLPP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PPM3B; PHLPP1; PHLPP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23035
ID гена	23035
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1250-1323 человеческого PHLPP2 (NP_055835.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6ZVD8
Молекулярный вес белка	147кДа
Доставка	Сумка со льдом