

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Фосфо-Akt-S473 Для ВБ, Игг-П, Ифа — P31749 / P31751 / Q9Y243

Артикул: CM0001927



введение

Фосфоспецифичные кроличьи моноклональные антитела против АКТ1/АКТ2/АКТ3, фосфорилированного по серину 473, валидированные для ВБ, ИГГ-П и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований апоптоза, метаболизма и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Akt-S473 кроличьи моноклональные антитела
Примечания/псевдонимы	АКТ1/АКТ2/АКТ3; Phospho-Akt-S473
Вид	Человек
ID гена (человек)	207/208/10000
ID гена	207/208/10000
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S473 человеческого АКТ1 (NP_005154.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Молекулярная масса белка	48 кДа/55 кДа/51 кДа/54 кДа
Доставка	Холодильный пакет