

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Akt-T308 Для ВБ, Ифа - P31749 / P31751 / Q9Y243

Артикул: CM0000931



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против фосфо-Akt-T308 для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий Akt1/2/3, фосфорилированный по остатку T308; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения сигнального пути PI3K/Akt в исследованиях рака и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Akt-T308 кроличье мКАТ
Примечания/алиасы	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-T308
Вид	Человек
ID гена (человек)	207/208/10000
ID гена	207/208/10000
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области T308 человеческого Akt (NP_005154.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Молекулярная масса белка	48кДа/55кДа/51кДа/54кДа
Доставка	С холодоэлементом