

Анти-Фосфо-Akt1 (Ser473) Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P31749

Артикул: CM0001196



введение

Кроличья поликлональная антитело к фосфо-AKT1 (Ser473), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный AKT1, фосфорилированный по положению Ser473. Подходит для изучения сигнального пути АКТ при онкологии, метаболических нарушениях и выживаемости клеток. Получено от иммунизированных кроликов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-AKT1-S473 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
Вид	Человек
GeneID (Человек)	207
GeneID	207
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический фосфорилированный пептид в области S473 человеческого Akt1 (NP_005154.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	В ледяном пакете