

Анти-Фосфо-Akt1-T308 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, Elisa - P31749

Артикул: CM0001741



введение

Специфические к фосфорилированию поликлональные антитела кролика, направленные против AKT1, фосфорилированного по Thr-308. Валидированы для вестерн-блоттинга (Western Blot), IHC-P и ELISA. Распознают AKT1 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигнального пути PI3K/AKT в исследованиях рака и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-AKT1-T308 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Фосфо-AKT1-T308
Вид	Человек
GeneID (Человек)	207
GeneID	207
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический фосфорилированный пептид в районе T308 человеческого AKT (NP_005154.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	Ледяной пакет