

Анти-Фосфо-Akt1 (Thr450) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P31749

Артикул: CM0000577



введение

Специфическое к фосфо-группе поликлональное антитело кролика, распознающее АКТ1, фосфорилированный по Thr450, валидированное для WB и ELISA на образцах человека и мыши. Необходимый инструмент для изучения сигналинга АКТ при онкологии, метаболических нарушениях и выживании клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-AKT1-T450 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T450
Вид	Человек
GeneID (Человек)	207
GeneID	207
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T450 челов Akt (NP_005154.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P31749
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	Сумка со льдом