


Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Alox5-S271 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P09917

Артикул: CM0001771



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному по серину 271 человеческому ALOX5, валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА в исследованиях биосинтеза лейкотриенов и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ALOX5-S271 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; Phospho-ALOX5-S271
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	240
Gene ID	240
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S271 человеческого ALOX5 (NP_000689.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09917
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом