

Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Фосфо-Atf2 (T69/T71) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Артикул: CM0000897



введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на фосфорилированный человеческий ATF2 по сайтам Thr69/Thr71. Валидирована для применения в WB, IHC-P и ELISA; проявляет перекрестную реакцию с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ответа на повреждение ДНК, апоптоза и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ATF2-T69/71 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Phospho-ATF2-T69/71
Вид	Человек
ID гена (человек)	1386
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15336
Молекулярная масса белка	55кДа
Доставка	Холодильный пакет