

Анти-Фосфо-Atm (S1981) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13315

Артикул: CM0001396



введение

Поликлональные антитела кролика, специфичные к АТМ, фосфорилированному по Ser1981. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Идеально подходят для изучения сигнальных путей повреждения ДНК и контрольных точек клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ATM-S1981 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TELO1; Phospho-ATM-S1981
Вид	Человек
ID гена (Человек)	472
ID гена	472
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S1981 человеческого АТМ (NP_000042.3)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13315
Молекулярный вес белка	351 кДа
Доставка	Сумка со льдом