


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-Aurka-T288/Aurkb-T232/Aurkc-T198 Для Wb И Elisa — O14965 / Q96Gd4 / Q9Uqb9

Артикул: CM0000808



введение

Фосфо-специфичное кроличье поликлональное антитело, распознающее AURKA (T288), AURKB (T232) и AURKC (T198). Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA; реагирует с образцами человека и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198 кроличье pAb
Примечания/псевдонимы	AURKA/AURKB/AURKC; Phospho-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198
Вид	Человек
ID гена (человек)	6790/9212/6795
ID гена	6790/9212/6795
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области T288 человеческой AURKA (NP_003591.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O14965/Q96GD4/Q9UQB9
Доставка	Холодовая упаковка