

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-B-Raf (T401) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P15056

Артикул: CM0001347



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против фосфорилированного B-Raf в положении Thr401. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с крысиным антигеном. Используется для исследования сигнальных путей MAP-киназы и онкогенных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-B-Raf-T401 кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-T401
Вид	Человек
GenelD (человек)	673
GenelD	673
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P15056
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	С холодоэлементом