

Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Bad-S112 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q92934

Артикул: CM0000978



введение

Кроличье моноклональное антитело против фосфо-Bad-S112, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), детектирует человеческий и мышиный белок Bad, фосфорилированный по серину 112. Молекулярная масса 18 кДа. Идеально для исследований апоптоза. От CamelBio — поставщика сырья для ИВД «под ключ».

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье моноклональное антитело против фосфо-Bad-S112
Примечания / Альтернативные названия	BBC2; BCL2L8; Фосфо-Bad-S112
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	572
Gene ID	572
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S112 человеческого белка BAD (Q92934)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92934
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом