

Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Bcar1 (Y410) Для Вестерн-Блоттинга - P56945

Артикул: CM0001193



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному BCAR1 по тирозину 410. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Идеально для изучения сигналинга клеточной адгезии и миграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Phospho-BCAR1-Y410 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Phospho-BCAR1-Y410
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9564
GeneID	9564
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y410 белка BCAR1 человека (NP_055382.2?).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P56945
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом