

## Кроличье Поликлональное Антитело К Фосфо-Bcl-2-S70 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P10415

Артикул: CM0000807



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на фосфо-Bcl-2 (Ser70). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; реагирует с человеческим и крысиным Bcl-2. Подходит для исследований апоптоза, аутофагии и рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Фосфо-Bcl-2-S70 Кроличье pAb                                                                              |
| Примечания/Альтернативные названия | Bcl-2; PPP1R50; Фосфо-Bcl-2-S70                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                   |
| ID гена                            | 596                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг S70 человеческого Bcl-2 (NP_000624.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                    |
| Категория                          | Фосфоспецифичные антитела                                                                                 |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA                                                                           |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Крыса                                                                                            |
| SWISS                              | P10415                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка           | 26 кДа                                                                                                    |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                         |