

Кроличье Поликлональное Антитело Против Фосфо-Bcl-2 (Thr56) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P10415

Артикул: CM0001400



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному Bcl-2 (Thr56). Обнаруживает эндогенные уровни в образцах человека, мыши и крысы с помощью Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Необходимо для исследований апоптоза и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Bcl-2-T56 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Bcl-2; PPP1R50; Фосфо-Bcl-2-T56
Вид	Человек
ID гена (Человек)	596
ID гена	596
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T56 человеческого Bcl-2 (NP_000624.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10415
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом