


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Bcr (Y177) Для Wb, Elisa - P11274

Артикул: CM0001991



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому Phospho-BCR (Y177), валидированное для WB и ELISA, перекрестно реагирует с мышиным антигеном. Обнаруживает полосу размером 143 кДа. Идеально подходит для изучения сигналинга BCR, регуляции ГТФаз и синаптической функции. - P11274

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-BCR-Y177 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	ALL; CML; PHL; BCR1; D22S11; D22S662; Phospho-BCR-Y177
Вид	Человек
GeneID (человек)	613
GeneID	613
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области Y177 человеческого BCR (NP_004318.3).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P11274
Молекулярная масса белка	143 кДа
Доставка	Холодильный пакет