

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Brca1 (S988) Для IHC-P, IF/ICC, Elisa - P38398

Артикул: CM0000683



введение

Кроличье поликлональное антитело Phospho-BRCA1-S988, валидированное для IHC-P, IF/ICC, ELISA. Детектирует человеческий белок BRCA1, фосфорилированный по серину 988 — ключевому белку репарации ДНК и опухолевой супрессии. Идеально для исследований рака и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Phospho-BRCA1-S988
Примечания/Альтернативные названия	IRIS; PSCP; BRCA1; BRCC1; FANCS; PNCA4; RNF53; BROVCA1; PPP1R53; Phospho-BRCA1-S988
Вид	Человек
GeneID (Человек)	672
GeneID	672
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P38398
Молекулярная масса белка	208 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом