


Кроличья Поликлональная Анти-Phospho-Brd4-S484/S488 Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Дот-Блоттинга (Db), Ифа (Elisa) - O60885

Артикул: CM0000593



введение

Фосфоспецифичное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на BRD4, фосфорилированный по Ser484/Ser488. Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), Дот-блоттинга (DB) и ИФА (ELISA). Идеально для изучения эпигенетической памяти, регуляции транскрипции и динамики хроматина. Реагирует с человеческим BRD4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-BRD4-S484/S488 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S484/S488
Вид	Человек
ID гена	23476
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S484 и S488 человеческого BRD4 (NP_490597.1))
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60885
Молекулярная масса белка	152 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом