


Кроличий Поликлональный Антитело Против Фосфо-Brd4 (Ser1070) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60885

Артикул: CM0001789



введение

Специфичное к фосфорилированной форме кроличье поликлональное антитело против BRD4 (pS1070) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагирует с человеческим белком; идеально подходит для изучения считывания хроматина, транскрипционной регуляции и реакции на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-BRD4-S1070 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S1070
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23476
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид в области S1070 человеческого BRD4 (NP_490597.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60885
Молекулярный вес белка	152кДа
Доставка	Сухой лед