


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Phospho-C-Abl-Y245 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - P00519

Артикул: CM0000571



введение

Фосфоспецифичные кроличьи поликлональные антитела к ABL1 (c-Abl), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с ABL1 человека, мыши, крысы при ~123 кДа. Подходят для исследований киназной сигнализации, повреждения ДНК и лейкозов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-c-Abl-Y245 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y245
Вид	Человек
GeneID	25
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y245 человеческого ABL1 (NP_005148.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00519
Молекулярная масса белка	123 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом