


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфорилированного C-Jun (S63) Для Wb, If/Icc, Elisa - P05412

Артикул: CM0001982



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против фосфорилированного c-Jun (S63). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения сигнального пути транскрипционного фактора AP-1 и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-c-Jun-S63 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-S63
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3725
ID гена	3725
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид в области S63 человеческого c-Jun (P05412).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05412
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	Сумка со льдом