


Анти-Фосфо-С-Jun (T91) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - P05412

Артикул: CM0001161



введение

Кроличий моноклональный антитело против фосфо-с-Jun (T91) для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека и мыши. Нацелено к фактору транскрипции Jun, компоненту комплекса AP-1, играющему роль в пролиферации клеток, апоптозе и онкогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-c-Jun-T91 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Phospho-c-Jun-T91
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3725
GeneID	3725
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T91 человеческого c-Jun (P05412)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05412
Молекулярный вес белка	36kDa
Доставка	Сумка со льдом