


Анти-Фосфо-С-Мус-S373 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb - P01106

Артикул: CM0001565



введение

Поликлональные антитела кролика, специфичные к человеческому с-Мус, фосфорилированному по Ser373. Подходят для вестерн-блоттинга. Нацелены на белок-протоонкоген, фактор транскрипции с-Мус (~51 кДа), участвующий в росте клеток и онкогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-с-Мус-S373 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MRTL; MYCC; с-Мус; bHLHe39; Фосфо-с-Мус-S373
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4609
ID гена	4609
Иммуноген	Фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим Ser373 человеческого с-Мус
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01106
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом