


Поликлональные Антитела К Фосфо-С-Мус (Т358) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P01106

Артикул: CM0001406



введение

Кроличьи поликлональные антитела к фосфорилированному с-Мус по остатку Thr358. Подходят для Вестерн-блоттинга и ИФА для детекции фосфорилирования человеческого с-Мус – ключевого фактора транскрипции и онкогена, участвующего в росте клеток и ангиогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-c-Myc-T358 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39; Phospho-c-Myc-T358
Вид реагирования	Человек
GeneID (Человек)	4609
GeneID	4609
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфоспецифичный пептид, соответствующий участку вокруг остатка T358 человеческого с-Мус
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01106
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором