


Кроличья Поликлональная Антитело Против Фосфо-С-Мус (T58) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-Р, Ифа - P01106

Артикул: CM0001544



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против фосфорилированного с-Мус (T58), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-Р, ИФА; реагирует с человеческими, мышинными, крысиными образцами. Идеально подходит для исследований сигнального пути Мус, клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Фосфо-с-Мус-T58 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	MRTL; MYCC; с-Мус; bHLHe39; Фосфо-с-Мус-T58
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4609
ID гена	4609
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе T58 мышиногo MYC (NP_001170823.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01106
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка-холодоземент