


Поликлональное Антитело Anti-Phospho-Camk2-T286 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

Артикул: CM0001858



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфично распознающее фосфорилированный остаток T286 CaMKII альфа (Camk2a) с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, идеально для изучения синаптической пластичности и активации CaMKII.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Camk2-T286 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286
Вид	Человек
ID гена (Человек)	815
ID гена	816/817/818/815
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид вокруг T286 человеческого Camk2a (NP_741960.1).
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	В пакете со льдом