


Кроличье Моноклональное Антитело Против Фосфо-Camk2-T286 Для Вестерн-Блоттинга - Q13554 / Q13557 / Q13555 / Q9Uqm7

Артикул: CM0001297



введение

Фосфоспецифичное кроличье моноклональное антитело, детектирующее Camk2, фосфорилированный по T286; подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека и мыши. Молекулярная масса: 54 кДа. Валидировано для исследований синаптической пластичности, обучения и памяти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против фосфо-Camk2-T286
Примечания/Альтернативные названия	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CAMKD; CAMK; CAMKG; MRD59; CAMK-II; Phospho-Camk2-T286
Вид	Человек
GeneID (Человек)	816/817/818/815
GeneID	816/817/818/815
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг T286 человеческого Camk2
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q13554/Q13557/Q13555/Q9UQM7
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом