


Кроличье Поликлональное Антитело К Фосфо-Кавеолину-1-Y14 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q03135

Артикул: CM0001984



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному Кавеолину-1 по тирозину 14. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально для исследований сигналинга кавеол и активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Кавеолин-1-Y14 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Фосфо-Кавеолин-1-Y14
Вид	Человек
GeneID (Человек)	857
GeneID	857
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический фосфорилированный пептид вокруг Y14 человеческого Кавеолина-1 (NP_001744.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q03135
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом