


Anti-Phospho-Cbl-Y774 Кроличья Поликлональная Антитело - P22681

Артикул: CM0000832



введение

Фосфо-CBL-Y774 кроличья поликлональная антитело, валидированная для Вестерн-блота и ИФА, специфически детектирует фосфорилированный CBL по тирозину 774 в образцах человека. Идеально подходит для исследований в области онкологии и сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-CBL-Y774 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; Phospho-CBL-Y774
Вид	Человек
ID гена (человек)	867
ID гена	867
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий району Y774 человеческого CBL (NP_005179.2).
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22681
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	С ледяным пакетом